

Den ideelle nål til Dry Needling er blevet endnu bedre

redcoral®
PREMIUM NEEDLE SUPPLIERS

Som en erfaren Dry Needling behandler er du bevidst om, at det kræver dybt vævsarbejde for at påvirke myofasciale triggerpunkter for at opnå smertelindring, ophele skader og fremskynde heling. Det kræver en masse fingerfærdighed og dybere indstik med nålene. I årevis improviserede behandlere med nåle, der ikke var optimeret til Dry Needling. Gennem årene har Red Coral arbejdet tæt sammen med undervisere og erfarne behandlere for at skabe den første specialbyggede 'tørre nål' - Myotech 1.0. Vi fortsætter denne innovationskultur, og Myotech 2.0 Elite Dry Needles® er den seneste i denne udvikling.

Tykkere, ledende håndtag med skridsikkert håndtag


- + Bedre håndfæste især ved håndtering af dybere indstik.
- + Hurtigere at 'e-stim' til bekræftelse af placeringen og således fremskynde heling.

Stærkere tysk kirurgisk stål, der forbliver skarpt

- + Vil ikke bøje eller knække under dybere indstik
- + Giver mulighed for flere indstik med hver nål

Fuld nål parylen-belægning til grøn kemisk smøring

- + Nemmere at trænge ind i patientens hud og væv for dybere indstik
- + En næsten smertefri oplevelse for patienten



Tykkere nålediameter

- + Nemmere at håndtere
- + Tåler dybere indstik uden at brække
- + Giver mulighed for længere nålelængde og mulighed for at ramme dybere triggerpunkter

Håndtag og limfrit styrerør

- + Muliggør at nålen kan indføres med en hånd
- + Reduceret spild og sparer tid

Længere nålelængder

- + Giver mulighed for dybere triggerpunkts indstik

Mikrokanalisering

- + Nemmere at trænge ind i patientens hud og væv for hårdere triggerpunkter og dybere indstik
- + En næsten smertefri patientoplevelse

MYOTECH®
DRY NEEDLES

"Dry needling that makes sense

As a clinician and researcher who has devoted a substantial amount of time to dry needling procedures, I have become particular in my choice of needles. There are three factors that I don't compromise on. Firstly, I want needles that help me differentiate normal from irritated muscle fibers clearly, so that I get to trigger point hot spots rapidly and cause the minimum amount of discomfort to patients in the process. Secondly, I want a streamlined procedure- multiple plastic elements that have to be placed in the refuse or end up on the floor are simply an irritation to treatment flow. And thirdly I want to feel sure that I am in control of the needle all the way through the procedure."



"For these reasons, I endorse the use of Myotech dry needling needles. Myotech needles are incredibly sharp, strong and streamlined, which makes them easy to insert through the epidermal layers and simple to manipulate in the underlying soft tissues. The number of plastic elements have been reduced to only the essential, which means that my procedures are less time consuming, and place less plastic back into circulation. Finally, the thick metal handle provides me with loads of confidence, even in procedures where muscle twitching is significant and patient responses to needle stimulation are strong.

For the discerning clinician, Myotech needles are an excellent choice for dry needling interventions."
by Corrie Myburgh DC, PHD, MME and Researcher

Bedre nåle. Bedre nålebehandlinger. Bedre patient- og behandleroplevelser.®

chiroform®

Endnu bedre nåle til bedre patient- og behandler-oplevelser

Den første generation af Myotech nåle bestod af flere innovationer som gjorde en stor forskel for både patientens og behandlerens komfort under dry needling behandlinger.

- > Tysk kirurgisk stål som ikke brækker eller bøjer ved dybere indføringer, og som forbliver skarp trods flere indføringer.
- > Tykkere ledende håndtag og større nålestørrelser, der gør nålene nemmere at håndtere og gå dybere.
- > Fuld nål parylenbelægning, der muliggør næsten smertefri indføring.
- > Mikroskopiske riller langs nålen, der giver mikrokanaler reduktion af overfladearealet. Reducerer den nødvendige kraft til indstik.
- > Håndtag og limfri styrerør gør det let at behandle med én hånd

Myotechs 2. generation nål tilføjer to nye, patentanmeldte teknologier og funktioner som yderligere reducerer patientens ubehag og forbedrer behandlerens effektivitet.

- > Et dobbelt fastspændt og 30 % tykkere håndtag, der forbedrer fingerfærdighed og styrke
- > Limfrit styrerør, der bruger en fordybning inde i røret for mere effektiv sigte- og tapindføring

Myotech 2.0 Elite Dry Nåle[®]

Den første speciallavet tør- nål, der er designet og lavet til den kraft og fingerfærdighed, der er nødvendig for dybere indstik, samtidig med at patientens og behandlerens komfort er i fokus. Myotech 2.0 har nu et endnu tykkere håndtag og har et limfrit styrerør.

Specifikationer

- + Stærkere tysk kirurgisk stål
- + Mikrokanalisering vis nålbelægning
- + Fuld nål parylen-belægning
- + Tykkere ledende håndtag
- + Håndtag og limfri styrerør

Tilgængelige i følgende størrelser:

Diameter	Længde										
	13mm	15mm	30mm	40mm	50mm	60mm	70mm	75mm	100mm	135mm	
.18											
.20											
.22		✓									
.25											
.30			✓		✓	✓	✓		✓		
.35											
.40											
.45											



Forhandles hos:

Chiroform A/S
Mariendalsvej 22 - 8800 Viborg
Tlf. 86613611
E-mail: chiroform@chiroform.dk
www.chiroform.dk